

# Notice de montage

## **NOURRISEUR PIVOTANT**

réf 290065 (sans anneau)




Découper le grillage sur 3 carreaux en hauteur et 14 carreaux en largeur. Hauteur depuis le bas selon la taille du chien.


(montage d'usine à 4 carreaux du bas et centré dans le panneau).

	Désignation	Référence	Qté
<b>A</b>	Plaque pivotante	290068	1
<b>B</b>	Cadre support	290066	1
<b>C</b>	Contre cadre	290067	1
<b>D</b>	Tiges	290069	2
<b>E</b>	Boulons 6x25	941125	8
<b>F</b>	Vis 8x15	941120	4
<b>G</b>	Ecrous rondelle	941126	4
<b>H</b>	Supports gamelles (selon option retenue)		

Boulonner les supports gamelles sur la plaque pivotante



Boulonner le cadre et le contre cadre de chaque côté du grillage



Tige de pivot

Tige de blocage

